

お客様各位

骨盤底筋モニター「しりアップギョット」アプリケーション 新機能のご紹介

2026/9/17

日頃より、(株) IDEAL 骨盤底筋モニター「しりアップギョット」をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

最新バージョン（Ver1.20 以降）では、測定終了時に、結果をポップアップで表示する機能が新たに追加されました。



（ポップアップによる結果表示の例）

重要

新機能を有効にするには、MAIN 画面に追加された新アイコン（矢印で示すアイコン）をタップし、結果表示の設定を「有効」に切り替えて下さい。（注記：設定は次回起動時にも引き継がれます）



結果表示「無効」



タップ
→
←
タップ

結果表示「有効」



本機能を有効にすることで、測定終了後、結果画面に移動することなくすぐにスコア（点数）が確認できるだけでなく、その点数に応じた簡単なコメント等も表示され、大変使いやすくなっております。是非お試し下さい。

(株)IDEAL